
Caminador
Doble Apoyo

Reg. Sanitario: INVIMA 2024DM-0028422

Ref. FY962L



Características



Descripción

Caminador en aluminio anonizado, con doble apoyo, ,fijo, altura graduable y plegable.

Usos

Indicada en personas con dificultad para mantener la posición bípeda y realizar la marcha.facilita el traslado del paciente de un lugar a otro, mejorando su participación social, recreativa y ocupacional.

Manual de Usuario

Si incluye. Dirigido a distribuidores y usuarios, va dentro del empaque del dispositivo médico, describiendo el buen uso, ensamblado, consejos de seguridad, mantenimiento, precauciones y plan de ejercicios físicos.

Garantía

1 Año sobre estructura, no cubre rodamiento, tapicería y mal uso del dispositivo médico.

LÖWE